





IL 50 Infrarot-Wärmestrahler


 german
 engineering


Leistung: 300 Watt



Zertifiziertes Medizinprodukt



Automatische Abschaltfunktion nach
Ablauf der eingestellten Zeit



Wohltuende Wärme

Bei Erkältungen und Muskelverspannungen

Keramik Glasscheibe

Exklusives Design

Stufenlos verstellbarer Schirm (0-50 Grad)

300 Watt

Bestrahlungsfeld 30 x 40 cm

Selbstständiger Röhrenwechsel möglich

Behandlungszeit mit Anzeige individuell einstellbar (1-15 Minuten)

Timer mit Abschaltautomatik nach Ablauf der eingestellten Zeit

Mit Lüftung

Überhitzungsschutz

2 m Kabel

Kabelaufwicklung

100% UV-Blocker

Medizinprodukt

Produktmaße: 27,0 x 28,5 x 19,5 cm

Produktgewicht: ca. 1,5 kg

PZN: 07149550

3 Jahre Garantie

VE: 2 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 61900 8

Art.-Nr.: 619.00