



PC 100

8sense
by beurer

POSTURE CONTROL

PC 100 PostureControl Haltungstrainer

 german
engineering



Vorbeugung von Rückenproblemen



Aktiver und dynamischer Sitzen



Bequeme und einfache Bedienung via
"8sense" App



Für eine bessere Rückengesundheit

Einfache Anbringung am Kleidungsstück

Sanftes Vibrationssignal bei zu langer eintöniger Sitzhaltung

Von Physiotherapeuten und Medizinern empfohlen

Feedback in Echtzeit

Speicherkapazität: 14 Tage

Bequeme und einfache Bedienung via "8sense" App

Mit Lithium-Ionen Akku

Kompatibel ab iOS 10.0, Android™ 5.0, Bluetooth® 4.0

Produktmaße (LxBxH) : 60 x 25 x 7,2 mm

Produktgewicht: ca. 14 g (inkl. USB-Ladeadapter)

2 Jahre Garantie

VE: 6 / Transportkarton: 8x6

EAN-Nr.: 421112563950 1

Art.-Nr.: 639.50

639.50_PC100_2019-05-27_01_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

PhysioLine



Get started!



Lade die 8sense App herunter



Verbinde dein Gerät mit der 8sense App



Bringe den Haltungstrainer mittig an deinem Kragen an



VERBINDUNG



Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Haltungstrainer um immer einen Überblick über deine Auswertungen zu haben – egal ob zu Hause oder unterwegs. Einfache Übertragung auf das Gerät via *Bluetooth®*.



Synchronisierung mit
• iOS ≥ 10.0
• Android™ ≥ 5.0
• Bluetooth® ≥ 4.0



Liste der unterstützten Geräte

839.150_PC100_2019-05-27_01_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

The *Bluetooth®* word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.