




FM 250
Vital Legs

beurer

FM 250 Vital Legs EMS-Durchblutungsstimulator

 german
engineering



Elektrostimulationsgerät zur Linderung
von Schwellungen und Schmerzen in den Füßen und Beinen



Zusätzliche Step-Funktion
zur Mobilisierung der Füße



Fördert die Durchblutung und löst
Muskelverspannungen

6 Elektroden (je 2 Elektrodenpads im Fußbereich
und je 1 Elektrode in der Manschette)

2 getrennt regelbare Kanäle

1 Programm mit 15 voreingestellten
Impulswellenvarianten

Wählbare Intensitätsstufen von 1 bis 99

Inkl. Timerfunktion (5 bis 90 Minuten)

Inkl. Manschetten für die zusätzliche Stimulation im
Unterschenkelbereich

Arretierungsfunktion der Fußflächen in 2 Stufen

Inkl. Fernbedienung für eine bequeme Bedienung

Medizinprodukt

Inkl. 4 x 1,5 V Batterien AA und 2 x 1,5V Batterien AAA

Netzbetrieb:

Eingang: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0,2 A

Ausgang: DC 6,0 V === 300 mA

Produktmaße (LxBxH): 37,2 x 28,7 x 11,1 cm

Produktgewicht: ca. 1,5 kg (ohne Batterien)

3 Jahre Garantie

VE: 2 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 64937 1

Art.-Nr.: 649.37



649.37_FM250_VitalLegs_2020-10-23_02_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

PhysioLine