



BC 21

beurer
medical

BC 21 Handgelenk-Blutdruckmessgerät

 **german
engineering**



speaking
function

Mit Sprachausgabe in fünf verschiedenen Sprachen

(Sprache ausschaltbar):

(A): EN, ES, PL, AR, FA;

(B): DE, EN, FR, IT, TR



risk
indicator

Risiko-Indikator:

Einstufung der Messergebnisse
mit farbiger Skala



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk

Mit Manschette für Handgelenksumfänge von 14,0 - 19,5 cm

Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen
Herzrhythmusstörungen

Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte

Durchschnittsberechnung aller gespeicherten Messwerte
und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Übersichtliches, gut ablesbares Display

Lautstärke regelbar

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehlern

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien und Aufbewahrungsbox

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): 87 x 67 x 31 mm

Produktgewicht: ca. 105 g (ohne Batterien, mit Manschette)

5 Jahre Garantie

PZN: (A) 14383051

(B) 14383039

HMV: 21.28.01.3069

VE: 4 / Transportkarton: 8 x 4

EAN-Nr.: (A): 4211125 65040 7

(B): 4211125 65046 9

Art.-Nr.: (A): 650.40

(B): 650.46