



BM 58

beurer  
medical

## BM 58 Blutdruckmessgerät

 german  
engineering



sensor  
touch

Einfache Bedienung über Sensor-Touch Knöpfe



xl  
display

Übersichtliches, gut ablesbares XL-Schwarzdisplay



usb  
port

Zur innovativen Vernetzung zwischen  
Blutdruckmessgerät und PC-Software  
"beurer HealthManager"



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm

Arrhythmie-Erkennung:

Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen

Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte

Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte  
und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Mit Manschette für Oberarmumfänge von 22 - 30 cm

Manschettenhalter

Netzteilfähig

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehlern

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Inkl. USB-Kabel, 4 x 1,5V AA Batterien und Aufbewahrungstasche

Medizinprodukt

Netzteil separat erhältlich: Art.-Nr. 071.95

Produktmaße (LxBxH): 100 x 150 x 58 mm

Produktgewicht: ca. 508 g (mit Manschette, ohne Batterien)

XL-Manschette ( 30 - 42 cm) separat erhältlich: Art.-Nr. 163.246

5 Jahre Garantie

PZN: 06928068

HMV-Nr.: 21.28.01.2085

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65516 7

Art.-Nr.: 655.16



**Sensor touch**

- Einfache Bedienung über Sensor-Touch Knöpfe



**Netzteilfähig**

- Zum optionalen Betrieb des Gerätes mit separat erhältlichem Netzteil



## VERBINDUNG



Innovative Vernetzung zwischen Blutdruckmessgerät und PC-Software "beurer HealthManager" mit beiliegendem USB-Kabel - Messwerte immer im Blick haben.



\* geprüfte Online-Applikation "beurer HealthManager" Cloud  
Nur mit der „beurer HealthManager“ PC-Software in vollem Umfang verwendbar.