



BC 50

beurer
medical

BC 50 Handgelenk-Blutdruckmessgerät

 german
engineering



Übersichtliches, perfekt ablesbares XL-Display



Schnelle und komfortable Messung
bereits während dem Aufpumpen



Extra flaches Design - der ideale
Begleiter, auch für unterwegs



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk
Mit Manschette für Handgelenksumfänge von 13,5 - 23,0 cm
Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen
Herzrhythmusstörungen
Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte
Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte
und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Datum und Uhrzeit
Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Automatische Druckvorwahl und Luftablass
Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien und praktischer Aufbewahrungsbox
Medizinprodukt
Produktmaße (LxBxH): 94 x 68 x 20 mm
Produktgewicht: ca. 108 g (ohne Batterien, mit Manschette)
5 Jahre Garantie
PZN: 10985190
HMV: 21.28.01.3052
VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125 65707 9
Art.-Nr.: 657.07