



TESTSIEGER	
IM TESTMAGAZIN-URTEIL	
Beurer BM 85	
<b>SEHR GUT</b>	<b>93,3 %</b>
<small>Im Test: 9 Oberarm-Blutdruckmessgeräte Testurteil: 4x sehr gut, 5x gut</small>	
<small>Heft: 02/2015</small>	



BM 85

beurer  
medical

# BM 85 Bluetooth® Blutdruckmessgerät

german  
engineering



Ruheindikator\* für genaue Messergebnisse



Mit Manschette für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm



- Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
- Inflation Technology: Schnelle und komfortable Messung bereits während dem Aufpumpen
- LED Risikoindikator: Einstufung der Messwerte mit farbiger LED-Skala
- Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen
- 2 x 60 Speicherplätze
- Durchschnittsberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
- Einfache Bedienung über beleuchtete Sensor-Touch Knöpfe
- Weiß beleuchtetes XL-Display
- Datum und Uhrzeit
- Abschaltautomatik
- Meldung bei Anwendungsfehler
- Automatische Druckvorwahl und Luftablass
- Inkl. USB-Power Netzteil, Manschettenhalter und Aufbewahrungstasche
- Mit Lithium-Ionen Akku
- Medizinprodukt
- Netzbetrieb:
- Eingang: 100-240 V~, 50-60 Hz; 60-120 mA
- Produktmaße (LxBxH): 180 x 99 x 40 mm
- Produktgewicht: ca. 456 g (ohne Batterien, mit Manschette)
- 5 Jahre Garantie
- PZN: 14261276
- HMV-Nr.: 21.28.01.2120
- VE: 4 / Transportkarton: 2 x 4
- EAN-Nr.: 4211125 65803 8
- Art.-Nr.: 658.03

658.03\_BM85\_2019-02-04\_02\_DS\_DE\_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

\*Patent EP 1 673 009



**LED risk indicator**

• Einstufung der Messwerte mit farbiger LED-Skala



**Sensor touch**

• Einfache Bedienung über beleuchtete Sensor-Touch Knöpfe




**USB port**

• USB-Schnittstelle zur innovativen Vernetzung zwischen Blutdruckmessgerät und PC-Software "beurer HealthManager" sowie zum Laden des Lithium-Ionen Akkus



VERBINDUNG



Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät - Messwerte zu Hause und unterwegs immer im Blick haben. Einfache Datenübertragung zum Smartphone via Bluetooth®.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.



Synchronisierung mit  
• iOS ≥ 10.0  
• Android™ ≥ 4.4  
• Bluetooth® ≥ 5.0



Liste der unterstützten Geräte

\* geprüfte Online-Applikation "beurer HealthManager" Cloud  
Nur mit der „beurer HealthManager“ App in vollem Umfang verwendbar.

658.03\_BM85\_2019-02-04\_02\_DS\_DE\_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten