



BC 44

beurer  
medical


## BC 44 Handgelenk-Blutdruckmessgerät

 german  
engineering



easy  
to use

Einfache Bedienung über einen  
einzigsten Knopf



xl display  
+ light

Blau beleuchtetes,  
gut ablesbares XL-Display



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk

Mit Manschette für Handgelenksumfänge von 12,5 - 21,5 cm

Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen  
Herzrhythmusstörungen

Beleuchteter START/STOPP-Knopf

Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehlern

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Batteriewechselanzeige

Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien und praktischer Aufbewahrungsbox

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): 87,8 x 65,8 x 28,6 mm

Produktgewicht: ca. 98 g (ohne Batterien, mit Manschette)

5 Jahre Garantie

PZN: 05883346

HMV: 21.28.01.3039

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65905 9

Art.-Nr.: 659.05