



## EM 80 Digital TENS/EMS


**TENS**  
 technology

 Transkutane elektrische  
 Nervenstimulation (TENS)

**EMS**  
 technology

Elektrische Muskelstimulation (EMS)



Entspannende Massage

### Funktionen:

 Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS) – zur  
 medikamenten- und nebenwirkungsfreien Schmerzlinderung

 Elektrische Muskel-Stimulation (EMS) –  
 für Muskeltraining und -regeneration

Massage – für Entspannung und Wohlbefinden

4 getrennt regelbare Kanäle mit 8 selbstklebenden Elektroden

30 vorprogrammierte Anwendungen (TENS/EMS/Massage)

 20 frei programmierbare Programme (TENS/EMS):  
 Frequenz, Pulsweite, ON-Time, OFF-Time

 "Doctor's-Function": zur idealen Abstimmung auf  
 Ihr persönliches Therapieprogramm

Timer-Funktion (5-90 Minuten einstellbar)

Hintergrundbeleuchtetes, leicht lesbares Display

Ergonomisches Design

Sicherheitsabschaltung

Ausgangsstrom: max. 180 mA p-p (500 Ohm)

Ausgangsfrequenz: 1-120 Hz

Pulsbreite: 40-250 µs pro Puls

Impulsform: biphasische Rechteckimpulse

Mit ausführlicher Gebrauchsanleitung (inkl. Anwendungsmöglichkeiten)

Inklusive Batterien (3 x AA)

Mit praktischer Aufbewahrungstasche

Medizinprodukt

Größe: 170 x 125 x 48 mm

Gewicht: 235g (ohne Batterien)

5 Jahre Garantie

PZN: 02726959

VE: 2 / Transportkarton: 6 x 2

EAN-Nr.: 4211125 66200 4

Art.-Nr.: 662.00

**PAIN**  
 free


**german**  
**engineering**
