




BF 198  
silver

**beurer**  
wellbeing

## BF 198 silver Diagnosewaage

 **german**  
engineering



Hochwertige Silberoptik

Zifferngröße 28 mm

Trittfläche aus Sicherheitsglas

Elektroden aus gebürstetem Edelstahl

Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, Kalorienbedarf (AMR) und BMI

Tragkraft: 180 kg

Einteilung:

- 0,1% für Körperfett, Körperwasser und Muskelanteil

- 100 g für Körpergewicht und Knochenmasse

Umstellung von kg/lb/st

10 Benutzerspeicher

5 Aktivitätsgrade

Ein- und Abschaltautomatik

Überlastungsanzeige

Inklusive 2 x 3V CR 2032 Batterie

Produktmaße: 31 x 31 x 2,3 cm

Produktgewicht: ca. 1670 g

5 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 74840 1

Art-Nr.: 748.40