



*

BF 600
Purebeurer
wellbeing

german|engineering

BF 600 Pure Diagnosewaage



Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage
Mit kostenloser "beurer HealthManager" App und Software



Übertragung per *Bluetooth*® low energy technology
- Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs immer im Blick



Automatische Datenübermittlung innerhalb der *Bluetooth*®-Reichweite nach Öffnen der App
Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienanzeige, AMR/BMR und BMI

Weiß hinterleuchtetes Display

Ziffernhöhe: 26 mm

Mit Elektroden aus gebürstetem Edelstahl

Trittfläche aus Sicherheitsglas

Umstellung von kg/lb/st

Tragkraft: 180 kg

Einteilung:

- 0,1% für Körperfett, -wasser und Muskelanteil

- 100 g für Gewicht und Knochenmasse

5 Aktivitätsgrade

8 Speicherplätze mit automatischer Benutzererkennung

Überlastungsanzeige

Quick-Start-Technologie

Abschaltautomatik

Inkl. 2 x 1,5V Batterien AAA

Produktmaße (LxBxH): 30 x 30 x 2,1 cm

Produktgewicht: ca. 1,55 kg

5 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: -

EAN-Nr.:

Schwarz: 4211125 74803 6 Weiß: 4211125 74903 3

Art.-Nr.:

Schwarz: 748.03 Weiß: 749.03

* geprüfte Online-Applikation "beurer HealthManager" Cloud

0617 Irrtum und Änderungen vorbehalten



*




BF 600
Style

beurer
wellbeing

german|engineering



VERBINDUNG



Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage - Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs immer im Blick. Einfache Datenübertragung zum Smartphone via Bluetooth®



Synchronisierung mit



• iOS ≥ 8.0
• Android™ > 4.4
• Bluetooth® 4.0



Liste der unterstützten Geräte