



## GL 40 mmol/L Blutzuckermessgerät

Easy to use: Beleuchteter Einführschacht, großes hinterleuchtetes Display, breite Teststreifen

Starter Set: Messgerät, Stechhilfe, 5 Lanzetten, 5 Teststreifen, Batterien, Etui, Gebrauchsanleitung, Kurzanleitung, Blutzucker-Tagebuch, USB-Kabel

Zur Eigenanwendung geeignet

Erforderliche Blutmenge: 0,6 Mikroliter

Messdauer: ca. 5 Sekunden

Codefree

Messwertspeicher für 480 Messwerte mit Datum, Zeit (Datenbeibehaltung bei Batteriewechsel)

Speicherwerte vorwärts und rückwärts scrollbar

Durchschnittswertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage

Blutprobe: frisches Vollblut (kapillär)

Plasma kalibriert

Messbereich: 1,1-35,0 mmol/L

Erfüllt die EN ISO 15197:2015 vollumfänglich (verpflichtend seit Mai 2016)

Mit USB-Kabel und HealthManager Software zum Gratis-Download unter: [www.beurer.de](http://www.beurer.de) → SERVICE → Download

Abschaltautomatik

Produktmaße: 47 x 85 x 14 mm

Produktgewicht: ca. 43 g (mit Batterien)

2 x Lithiumbatterien CR2032 für mehr als 1.000 Messungen

Aufbewahrung/Transport:	Temp.:	Rel.Luftfeuchtigkeit:
Gerät:	-10°C bis +60°C	5% bis 95%
Teststreifen:	+2°C bis +30°C	10% bis 85%
Betrieb:	+10°C bis +30°C	10% bis 85%

Medizinprodukt

Ⓜ PZN: 7270 263

HMV-Nr.

21.34.02.1093

3 Jahre Garantie



VE: 5 / Transportkarton: 4 x 5

EAN-Nr.: 4211125 46301 4

Art.-Nr.: 463.01

## GL 40 mmol/L Blood Glucose Monitoring System

Easy to use: Illuminated insertion slot, large illuminated display, wide test strips

Starter Pack: measuring unit, lancing device, 5 lancets, 5 test strips, batteries, pouch, instruction manual, short instruction, blood glucose diary, USB cable

Suitable for self-testing

Only 0,6 µl of blood necessary

Period of measurement: approx. 5 seconds

Codefree

480 stored results with date, time (data memory also with battery change)

Stored results can be scrolled forward and backward

Calculation of the average value for 7, 14, 30 or 90 days

Blood sample: fresh whole blood (capillary)

Plasma calibrated

Measurement range: 1.1-35.0 mmol/L

Complies with EN ISO 15197:2015 in its entirety (obligatory since Mai 2016)

With USB cable and HealthManager software, download for free under: [www.beurer.com](http://www.beurer.com) → SERVICE → Download

Automatic switch off

Product measurements: 47 x 85 x 14 mm

Product weight: approx. 43 g (batteries incl.)

2 x Lithium batteries CR 2032 for more than 1.000 measurements

Storage/Transport:	Temp.:	Rel.humidity:
Unit:	-10°C ~ +60°C	5% ~ 95%
Test strips:	+2°C ~ +30°C	10% ~ 85%
Operating:	+10°C ~ +30°C	10% ~ 85%

Medical product

Ⓜ PZN: 7270 263

HMV-Nr.

3 year guarantee



Sales unit: 5 / Shipping carton: 4 x 5

EAN no.: 4211125 46301 4

Item no.: 463.01