



Made in EU

MM 15

beurer  
medical

## MM 15 - Medizinische Gesichtsmaske Typ IIR



Medizinische Maske Typ IIR



Filterwirksamkeit für Bakterien (BFE) ≥98%




Barriere gegen Tröpfchen und verschiedene Mikroorganismen



Wärmeabsorbierend - hinterlässt ein trockenes und angenehmes Hautgefühl



3-Lagen-„non-woven“-Technologie



3-lagige Mund-Nasen-Maske zum Schutz Ihres Umfelds- filtert Bakterien aus der Luft und bietet eine zusätzliche Barriere gegen Tröpfchen und verschiedene Mikroorganismen in der Luft

Aus hautfreundlichem und besonders weichem Vliesstoff

Besonders angenehmes Tragegefühl durch weiche, elastische Gummibänder zur Fixierung hinter den Ohren

Leicht adaptierbar für unterschiedliche Gesichtsformen durch integrierten Nasenbügel

Einwegmasken - nur zur einmaligen Anwendung

Nicht steril

Glasfaserfrei und nickelfrei

Medizinprodukt - aus eigener Herstellung

Produktklassifizierung gemäß EN 14683:2019 Typ IIR durchgeführt von Institute Hohenstein

Produktmaße (LxB): 175 x 95 mm

Produktgewicht: ca. 3,2 g


5 Jahre haltbar

CE zertifiziert

Transportkarton:	100 10 Stück pro Beutel	100 20 Stück pro Box	40 50 Stück pro Box
EAN-Nr.:	4211125 67850 0	4211125 67851 7	4211125 67852 4
Art.-Nr.:	678.50	678.51	678.52
PZN:	16767063	16767086	16767092



## 3-Lagen-„non-woven“-Technologie für mehr Sicherheit und ein angenehmes Tragegefühl



### Anwendung:

